

THINK OUTSIDE THE STENT



Medtronic
Further, Together



amginternational
A Q3 Medical Company

ARCHIMEDES™*


stent biliare e pancreatico biodegradabile

Lo stent biliare e pancreatico biodegradabile ARCHIMEDES™* è destinato ad essere utilizzato per drenare dotti biliari o pancreatici ostruiti.¹ Il design brevettato a doppia elica dello stent consente la fuoriuscita di bile o di liquido pancreatico dall'estremità esterna del dispositivo facilitando nel contempo la disostruzione del lume.

**Un nuovo modo di considerare il drenaggio biliare:
la procedura interventistica non deve essere più la norma.**

ARCHIMEDES™*

stent biliare e pancreatico
biodegradabile



Profilo a bioriassorbimento rapido*

diametro 2 mm (6 Fr)

Codice prodotto	Lunghezza (mm)
BPS20040F	40
BPS20060F	60
BPS20080F	80
BPS20100F	100
BPS20125F	125

diametro 2,6 mm (~8 Fr)

Codice prodotto	Lunghezza (mm)
BPS26040F	40
BPS26060F	60
BPS26080F	80
BPS26100F	100
BPS26125F	125

diametro 3,4 mm (~10 Fr)

Codice prodotto	Lunghezza (mm)
BPS34040F	40
BPS34060F	60
BPS34080F	80
BPS34100F	100
BPS34125F	125

Profilo a bioriassorbimento lento*

diametro 2 mm (6 Fr)

Codice prodotto	Lunghezza (mm)
BPS20040S	40
BPS20060S	60
BPS20080S	80
BPS20100S	100
BPS20125S	125

diametro 2,6 mm (~8 Fr)

Codice prodotto	Lunghezza (mm)
BPS26040S	40
BPS26060S	60
BPS26080S	80
BPS26100S	100
BPS26125S	125

diametro 3,4 mm (~10 Fr)

Codice prodotto	Lunghezza (mm)
BPS34040S	40
BPS34060S	60
BPS34080S	80
BPS34100S	100
BPS34125S	125

* Il profilo bioriassorbibile dello stent adatto a trattare l'ostruzione dei dotti biliari o pancreatici deve essere scelto da un operatore clinico tenendo sempre conto della patologia di base e delle condizioni del singolo paziente.

Uso previsto/Indicazioni

Questo dispositivo viene utilizzato per drenare dotti biliari o pancreatici ostruiti ed è indicato in caso di ostruzione dei dotti biliari o pancreatici.

Controindicazioni

- Controindicazioni specifiche per l'ERCP e altre procedure eseguite insieme al posizionamento dello stent.
- Impossibilità di inserire il filo guida o lo stent attraverso l'area ostruita.
- Tutte le applicazioni cardiovascolari.
- Posizionamento dello stent nelle vie biliari ostruite tale da impedire qualsiasi forma di colangiografia.

Riferimento

1. Istruzioni per l'uso di ARCHIMEDES. (IFU ARCHIMEDES amg. 02 - 093A45_180706)

©2020 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, Together sono marchi di fabbrica di Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic e il logo Medtronic sono marchi di fabbrica di Medtronic.™* I nomi commerciali di parti terze sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica di una società Medtronic.
20-weu-archimedes-sell-sheet-mps-it-4032960

Medtronic
Further, Together



amginternational
A Q3 Medical Company